

## Tinción de Plata

*(Compatible con Espectrometría de Masas)*

1. **FIJACIÓN:**
  - 30 min en una solución de ácido acético al 5 % y metanol al 50%.
  
2. **LAVADO:**
  - 15 min en una solución de metanol al 50%.
  - 15 min en agua milli-Q.
  
3. **SENSIBILIZACIÓN:**
  - 1 min en una solución de tiosulfato sódico al 0.01%.
  
4. **LAVADO:**
  - 2 lavados de 1 min con agua milli-Q.
  
5. **TINCIÓN: NITRATO DE PLATA al 0.1% durante 20 min a 4°C.**
  
6. **LAVADO:**
  - 2 lavados de 1 min con agua milli-Q.
  
7. **REVELADO:**
  - Solución de carbonato sódico al 2% en formalina (formol al 35%) al 0.04%.
  
8. **FIJACIÓN:**
  - 5 min en una solución de ácido acético al 5%.
  
9. **CONSERVACIÓN:**
  - A 4°C en ácido acético al 1%.

**\* Todas las soluciones han de prepararse en el momento de uso con agua mQ**  
**\* Es especialmente necesario el uso de guantes para evitar la contaminación con queratinas**